



## LINEA STRONG SW

LA FORZA DELLA VERSATILITÀ

La famiglia degli impianti Strong SW rappresenta un insieme di esperienze al servizio di chi ricerca l'eccellenza nei risultati. La linea Strong SW propone impianti con connessione cono Morse, esagono esterno ed esagono interno, che possono essere utilizzati con lo stesso kit chirurgico e la medesima sequenza di fresaggio, per una praticità clinica eccezionale.

## SOLUZIONI CHE SI APRONO SU UN UNIVERSO DI POSSIBILITÀ



- › Apice: appoggio e stabilità per casi con ridotto spessore osseo.



- › Esclusiva microflettatura cervicale: aumenta la superficie di contatto osseo e migliora la dissipazione delle forze occlusali.



- › Precisione di adattamento: con componenti protesiche esclusive e alta resistenza ai carichi trasversali ed assiali.

- › Fabbricati in titanio commercialmente puro di Grado 4: metallo leggerissimo, molto resistente alla corrosione, all'usura e alle fratture.




- › Macrogeometria ibrida, corpo cilindrico e apice conico: sintesi degli impianti conici e cilindrici, indicata per tutte le densità ossee. Contatto totale fra impianto e osso.



- › Filetti trapezoidali: la profondità e la geometria della filettatura offrono un'alta stabilità primaria e superiore velocità di inserimento.

- › Ultrafilettante: profilo dei filetti più tagliente che facilita l'inserimento dell'impianto.



- › Trattamento dell'intera superficie: doppio attacco acido su tutta la superficie per gli impianti con connessione cono Morse. Per gli impianti con esagono esterno ed esagono interno, doppio attacco acido fino alla regione cervicale.

**UNA SOLA MACROGEOMETRIA**  
PER TUTTE LE CONNESSIONI, CONO MORSE,  
ESAGONO INTERNO, ESAGONO ESTERNO



EI



EE



### CONNESSIONE ESALOBULARE

La chiave non si blocca, sopporta un  
torque maggiore e non deforma  
la connessione.



CONE MORSE